

AEG

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

EZ 5623 – elektrický zubní kartáček



Bezpečnostní upozornění

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Obsah balení

- 1 Základna
- 1 Elektrický zubní kartáček
- 4 Hlavice kartáčku

Montážní díly

- 1 Držák na zeď
- 2 Hmoždinky
- 2 Šrouby

Nabíjení akumulátoru

1. Připojte nabíjecí stanici do zásuvky 230 V, 50 Hz.
2. Nastrčte těleso motorku na nabíjecí kontakt.

Uvedení do provozu

K dosažení plné kapacity akumulátoru postupujte takto: Nabijte akumulátor (viz oddíl Nabíjení akumulátoru). Poté nechte přístroj zapnutý až do doby, kdy se sám vypne. Pak akumulátor nabijte znovu. Nyní je přístroj připraven k provozu.

Montáž na zeď

Pro bezpečný provoz, doporučujeme montáž nabíjecí stanice na stěnu. Nejprve namontujte držák na zeď a poté nasuňte nabíjecí stanici.

1. Změřte vzdálenost mezi dvěma otvory v nástěnném držáku a vyvrtejte dvě díry.
2. Vložte hmoždinky do zdí.
3. Připevněte držák na zeď.
4. Nasuňte nabíjecí stanici na držák. Pokud uslyšíte cvaknutí tak je nabíjecí stanice správně umístěna.

Používání

1. Vložte kartáček šikmo na hnací hřídel a otočte ho, dokud nezaklapne. Hlava kartáčku je natočena ve směru I / O. Pokud je to nutné, odstraňte ochranný kryt z hlavy kartáčku.
2. Navlhčete kartáček a naneste zubní pastu.
3. Vypláchněte ústa vodou.
4. Před zapnutím zařízení přiložte kartáček na zuby. Zabráňte tím postříkání.
5. Umístěte kartáček na okraj dásní. Vytvořte pouze malý tlak. Zubní lékaři doporučují čištění po dobu minimálně 2 minut.
6. Vypněte zařízení spínačem na O.

Poznámka:

- Několik prvních použití může vést k mírnému krvácení dásní.
- Pokud by měly tyto příznaky trvat déle než 2 týdny, měli byste se obrátit na svého zubaře.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

Stáhněte hlavici kartáčku dolů. Netahejte za kartáček samotným, nýbrž za spodní díl nástavce (barevné označení) a vyčistěte jej pod tekoucí vodou! K čištění hlavy kartáčku nepoužívejte žádné přísady!

- Přístroj je vodotěsný a lze jej čistit pod tekoucí vodou! Nikdy tento komplet neponořujte do vody.
- K čištění nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky! Mohlo by dojít k poškození těsnění a pouzdra přístroje!
- K čištění přístroje můžete používat také běžný mýdlový louh.
- Mějte na paměti, že zubní kartáčky po přibližně 8 týdnech ztrácejí svoji čisticí sílu. Náhradní kartáčky pro Váš elektrický zubní kartáček si můžete objednat na telefonních číslech, která jsou uvedena v oddíle "Servis".

1. Vypněte přístroj před čištěním.
2. Kryt přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem.
3. Sejměte hlavu kartáčku a vyčistěte jej pod tekoucí vodou. A to po každém použití.

Technické data:

Model:..... EZ 5623
Hmotnost:..... cca 0,30 kg

Základna

Napájení:..... 220 – 240 V~, 50 Hz
Příkon:..... 1,5 W
Třída ochrany:..... II
Stupeň krytí:IPX7

Elektrický zubní kartáček

Baterie:..... Ni-MH; Typ AA; 800 mAh; 1,2 V
Třída ochrany:..... III
Stupeň krytí:IPX7

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.

