

AEG

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

EZS 5664 – elektrický zubní kartáček



Bezpečnostní upozornění

Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním blokem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte.

- Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Nepoužívejte jej v otevřeném prostoru (s výjimkou přístrojů, které jsou podmíněně používání venku určeny). Chraňte jej před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou.
- Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, jestliže je v provozu. Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu.
- Neopravujte přístroj vlastními silami, nýbrž vyhledejte autorizovaného opraváře. Abyste eliminovali rizika, nechejte poškozený přívodní kabel nahradit kabelem se stejnými hodnotami a to jen výrobcem, naším servisem pro zákazníky nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Používejte jen originální příslušenství.
- Respektujte, prosím, následující „Speciální bezpečnostní pokyny ...“.

Speciální bezpečnostní pokyny

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.

Obsah balení

1 Základna

1 Elektrický zubní kartáček

2 Hlavice kartáčku

Nabíjení akumulátoru

1. Připojte nabíjecí stanici do zásuvky 230 V, 50 Hz.
2. Nastrčte těleso motorku na nabíjecí kontakt.

Nabíjení baterie

Když budete chtít poprvé použít elektrický zubní kartáček, musíte ho nabít.

1. Aby bylo zajištěno, že je kartáček vypnutý stiskněte jednou tlačítko
2. Postavte elektrický zubní kartáček na základnu.
3. Zatrčte zástrčku do zásuvky.



Používání

1. Nasadte kartáček na tělo přístroje a pootočte tak, aby značky na zadní straně byli nad sebou.
2. Namočte nástavec kartáčku a naneste pastu na zuby.
3. Vypláchněte si pusu vodou.
4. Přístroj zapněte až po vložení kartáček do úst, aby jste předešli potřísnění vodou.
5. Pohybuje kartáčkem pomalu v ústech. Je doporučováno strávit 30 vteřin čištěním jedné poloviny zubního kvadrantu. Quadrant timer: Váš zubní kartáček po uplynutí 30 vteřin krátce přeruší činnost, po kterých je doporučeno přejít na čištění jiného kvadrantu.
6. Vypněte elektrický zubní kartáček.



Rychlosti

Jednotka má 3 úrovně rychlosti (clean/ sensitive/ massage). Prvním zapnutím je automaticky nastavena stupeň clean. Poté když zapnete zubní kartáček tak se zapne vždy poslední používaný stupeň rychlosti. Vyberte si požadovanou rychlost pomocí dolního tlačítka na zubním kartáčku. Kontrolka ukazuje zvolený stupeň. Se správným nástavcem lze vybrat požadovaná rychlost:

- Vysoká rychlost (clean) – ideální pro obnovu fluoridu v zubní sklovině a pro bělejší úsměv.
- Normální rychlost (sensitive) – doporučeno pro každodenní použití.
- Masážní režim (massage) – doporučuje se pro lidi, které mají rovnátka, zvednuté dásně, citlivé zuby nebo zuby po zákroku zubním lékařem.

Čištění

UPOZORNĚNÍ:

Stáhněte hlavici kartáčku dolů. Netahejte za kartáček samotným, nýbrž za spodní díl nástavce (barevné označení) a vyčistěte jej pod tekoucí vodou! K čištění hlavy kartáčku nepoužívejte žádné přísady!

- Přístroj je vodotěsný a lze jej čistit pod tekoucí vodou! Nikdy tento komplet neponořujte do vody.
- K čištění nepoužívejte žádné drsné čisticí prostředky! Mohlo by dojít k poškození těsnění a pouzdra přístroje!
- K čištění přístroje můžete používat také běžný mýdlový louh.
- Mějte na paměti, že zubní kartáčky po přibližně 8 týdnech ztrácejí svoji čisticí sílu. Náhradní kartáčky pro Váš elektrický zubní kartáček si můžete objednat na telefonních číslech, která jsou uvedena v oddíle "Servis".

1. Vypněte přístroj před čištěním.
2. Kryt přístroje můžete otřít vlhkým hadříkem.
3. Sejměte hlavu kartáčku a vyčistěte jej pod tekoucí vodou. A to po každém použití.

Technické data:

Model:..... EZS 5664

Hmotnost:..... cca 0,08 kg

Základna

Napájení:..... 100 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon:..... 1,4 W

Třída ochrany:..... II

Stupeň krytí:IPX7

Elektrický zubní kartáček

Baterie:.....260 mA lithium baterie, DC 3,7 V

Třída ochrany:..... III

Stupeň krytí:IPX7

Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je např. elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostně technických předpisů. Vyhrazuje si technické změny!

Záruka

Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje (pokladní doklad). Během záruční lhůty odstraníme bezplatně všechny vady přístroje nebo příslušenství*), které vzniknou v důsledku vad materiálu nebo výrobních vad, a to opravou nebo, podle našeho uvážení, formou výměny. Záruční plnění nemají za následek ani prodloužení záruční doby ani tím nevzniká nárok na novou záruku! Jako záruční doklad slouží doklad o koupi. Bez tohoto dokladu nelze uskutečnit bezplatnou výměnu nebo bezplatnou opravu. V případě uplatnění záruky předejte, prosím, kompletní přístroj v originálním obalu spolu s pokladním dokladem Vašemu obchodníkovi.

*) Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. V takovém případě se obraťte na naši Hotline! Prasklé skleněné resp. plastové díly zásadně podléhají povinnosti úhrady! Jak na vady na spotřebním příslušenství, resp. dílech podléhajících rychlému opotřebení (např. uhlíky motoru, hnětací háky, hnací řemeny, náhradní dálkové ovládání, náhradní zubní kartáčky, pilové listy atd.), tak i na čištění, údržbu nebo výměnu dílů podléhajících rychlému opotřebení se záruka nevztahuje a je proto nutno je uhradit! Záruka zaniká v případě, že dojde k zásahu neautorizovanou osobou.

Po uplynutí záruky

Po uplynutí záruční doby je možno za úplaty provést opravy v příslušném odborném obchodě nebo opravně.